

# 唾液PCR検査 検査手順

ご注意：検査の1時間前以内は、検査精度に影響しますので、  
飲食、飲水、ガムの咀嚼、喫煙などを避けてください。



1 マスクが口と鼻を覆っていることを確認します。



2 アルコール系洗浄液で両手を洗浄します。



3 検査キットを開けます。



4 咳払いをして喉の唾液を出し切った後口を閉じて唾液を約1分間口の中に保ちます。



5 マスクを下げて1~2mlの唾液を外に飛び散らないように検査キット内に軽く吐きます。



6 マスクを着用します。



7 検査キットのふたを開めた後中身が漏れていないか確認します。



8 ティッシュで検査キット表面を拭いて乾かします。



9 アルコール系洗浄液で両手を洗浄します。

10 検体を二重のジッパー付き袋に密封後、袋の外側をアルコールで消毒します。

これで検査完了です。☑