

타액 검체 채취 절차

주의사항: 채취 전 1시간 내 음식 및 물 섭취, 껌을 씹거나 흡연할 경우, 검체에 영향을 줄 수 있으므로 금해주시기 바랍니다.



1 마스크가 코와 입을 제대로 가렸는지 확인하십시오.



2 알코올성 손소독제로 양손을 소독하십시오.



3 검체 튜브의 뚜껑을 여십시오.



4 헛기침을 하여 목을 가다듬어 인후부에 있는 타액을 입에 모으십시오. 입술을 꼭 다물어서 침이 고이게 한 후 1분 동안 물고 계십시오.



5 마스크를 벗으십시오. 약 1~2ml의 타액이 검체 튜브밖에 묻지 않도록 조심스럽게 뱉으십시오.



6 마스크를 착용하십시오.



7 튜브의 뚜껑을 닫고 꼭 잠근 후, 내용물이 새어 나오는지 확인하십시오.



8 티슈로 검체 튜브의 표면을 깨끗이 닦으십시오.



9 알코올성 손소독제로 양손을 깨끗이 소독하십시오.

10 검체를 이중 지퍼백으로 밀봉 후, 알코올로 지퍼백 표면을 소독하십시오.

➔ 완료 ☑